


Antigen Test Kit

Antibody Test Kit


ชุดทดสอบแอนติเจน **และ** ชุดทดสอบแอนติบอดี

ต่างกันอย่างไร???



1

แถบแสดงในตลับทดสอบต่างกัน



แสดงตัว C และ T

แสดงตัว C G และ M



เป็นชุดทดสอบตรวจหาโปรตีนของเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด 19

2
ลักษณะการใช้งาน

เป็นชุดทดสอบตรวจหาภูมิตอบสนองต่อไวรัส

3
จากสารคัดหลั่ง

ตัวอย่างที่ใช้ตรวจ

จากเลือด



- โพรงจมูก
- ช่องปากและลำคอ
- น้ำลาย

*การเก็บตัวอย่างตามที่ระบุไว้ในชุดทดสอบ



- ปลายนิ้ว
- ข้อมือ
- แขน ฯลฯ



อนุญาตให้ประชาชนนำมาตรวจด้วยตนเอง

4
การตรวจและแปลผล



ห้ามประชาชนนำมาตรวจด้วยตนเอง

การอ่านผลทดสอบ

การตรวจและแปลผลต้องทำโดยบุคลากรทางการแพทย์



แบบที่ 1

ผลบวก
ขีดขึ้นตัว C กับ T



แบบที่ 2

ผลลบ
ขีดขึ้นตัว C




แบบที่ 3

อ่านผลไม่ได้ ต้องใช้ชุดทดสอบอันใหม่ ขีดขึ้นตัว T หรือไม่ขึ้นขีดที่ตำแหน่งใดเลย




แบบที่ 4



Antigen Test Kit

Antibody Test Kit

What are the differences?



Bands appeared at position C and T

This test kit is used for detecting the protein of corona virus

Secretion fluids are collected from

- nasal swab
- oral cavity
- saliva

*Samples collection are followed by the test kit protocol

People are allowed to perform the Antigen Test Kit by themselves.

How to interpret the antigen test kit

Type 1



Covid-19 Positive
Two bands appeared at position C and T appear

Type 2



Covid-19 Negative
One band appeared at position C only

Type 3



One band appeared at position T

Type 4



No band appeared at position C and T

Type 3 and 4 cannot interpret the result, you need to use a new test kit.

1

Different indicator bands on the strip

2

How to use



3

Samples for detection

Blood

- Taken from a fingerstick
- Taken from folded arm joint

4

How to perform testing and interpret the results



People are not allowed to perform Antibody Test Kit by themselves.

The result of Antibody test kit must be interpreted by medical staff only.




ឈុតតេស្តពិនិត្យ អេនធីជេន

និង

ឈុតតេស្តពិនិត្យ អេនធីបាឌី

មានភាពខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្តេច?



1
របារចង្អុលបង្ហាញលទ្ធផល
ខុសគ្នា



1
របារចង្អុលបង្ហាញនៅត្រង់
តួអក្សរ C, G និង M

របារលទ្ធផលបង្ហាញនៅត្រង់
តួអក្សរ C និង T

របារលទ្ធផលបង្ហាញនៅត្រង់
តួអក្សរ C, G និង M

ឈុតតេស្តនេះសម្រាប់ពិនិត្យរក
ប្រូតេអ៊ីនរបស់វីរុសកូរ៉ូណា



2
វិធីប្រើប្រាស់

ឈុតតេស្តនេះសម្រាប់ពិនិត្យរក
អង់ទីករប្រឆាំង វីរុសកូរ៉ូណា

តាមរយៈសារធាតុរាវត្រូវយកចេញពី

3
សំណាកដែលប្រើសម្រាប់
ត្រួតពិនិត្យ

តាមរយៈឈាមដែលយកចេញពី

- ភ្នាស់សើមក្នុងច្រមុះ
- ភ្នាស់សើមក្នុងបំពង់ក
- ទឹកមាត់

* ការប្រមូលសំណាកត្រូវអនុវត្តតាមមាត្រដូន
របស់ឈុតតេស្តនីមួយៗយ៉ាងត្រឹមត្រូវបំផុត

- ចុងម្រាមដៃ
- គន្លាក់កែងដៃ



ប្រជាពលរដ្ឋអាចត្រួតពិនិត្យដោយ
ប្រើឈុតតេស្តខ្លួនឯងបាន

របៀបបកប្រែលទ្ធផលពីឈុតតេស្តពិនិត្យ អេនធីជេន

ប្រភេទទី ១



ប្រភេទទី ២



លទ្ធផលវិជ្ជមាន ជម្ងឺកូវីត-19
របារក្រហមទាំងពីរលេចឡើងត្រង់
ចំនុចអក្សរ C និង អក្សរ T

លទ្ធផលអវិជ្ជមាន ជម្ងឺកូវីត-19
របារក្រហមលេចឡើងតែមួយត្រង់
ចំនុចអក្សរ C

4
របៀបពិនិត្យ និង
បកស្រាយលទ្ធផលតេស្ត



ប្រជាពលរដ្ឋមិនត្រូវបាន
អនុញ្ញាតឱ្យត្រួតពិនិត្យដោយ
ប្រើឈុតតេស្តខ្លួនឯងបានទេ

X ប្រភេទទី ៣ និង ទី៤ មិនអាចប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការក្នុងការបកប្រែលទ្ធផល
តេស្តបានទេ។ អ្នកត្រូវធ្វើតេស្តម្តងទៀតដោយប្រើប្រាស់ឈុតតេស្តថ្មី។

ប្រភេទទី ៣



ប្រភេទទី ៤



របារក្រហមលេចឡើងតែមួយ
ត្រង់ចំនុចអក្សរ T

មិនមានលេចឡើងរបារក្រហម
ទាំងពីរត្រង់ចំនុចអក្សរ C និងអក្សរ T


ការត្រួតពិនិត្យ
និង ការវិភាគ
លទ្ធផលត្រូវតម្រូវអោយគ្រូ
ពេទ្យជាអ្នកធ្វើតែប៉ុណ្ណោះ។




ကပ်ဖြင့်
အန်တီဂျင်စစ်ဆေးခြင်း

ကပ်ဖြင့်
အန်တီဘော်တီစစ်ဆေးခြင်း

အာတွေ့ ရွာလဲ?



C နဲ့ T နေရာမှာ လိုင်းတွေ မြင်ရမှာပါ။



C၊ G နဲ့ M နေရာမှာ လိုင်းတွေ မြင်ရမှာပါ။

1 မတူညီတဲ့ လိုင်းတွေ မြင်နိုင်ပါတယ်။

2 ဘယ်လိုသုံးမလဲ။

ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ်မှာ ပါတဲ့ ပရိုတိန်းကို စစ်တာပါ။

ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ်ကို တိုက်ခိုက်တဲ့ အန်တီဘော်တီကို စစ်တာပါ။

3 အောက်ပါတို့ကို စစ်လို့ရပါတယ်။

အောက်ပါနေရာတွေက အရည်တွေကို စစ်လို့ရပါတယ်။

အောက်ပါတို့ကို စစ်လို့ရပါတယ်။

- နှာခေါင်း
- အာခေါင်
- တံတွေး

- လက်ထိပ် သို့
- လက်မောင်းမှ ရသော သွေး

* နမူနာစ ယူရာတွင် ကပ်၏ လမ်းညွှန်ချက်အား လိုက်နာရမည်။

4 ဘယ်လိုစမ်းသပ်မလဲ၊ အဖြေကို ဘယ်လိုဖတ်ရမလဲ။

မိမိကိုယ်တိုင် စမ်းသပ်စစ်ဆေးနိုင်သည်။

မိမိကိုယ်တိုင် သွေးဖောက်၍ မစစ်ရ။

အဖြေကို ဘယ်လိုဖတ်မလဲ

အမျိုးအစား ၁



ကိုဗစ် ပေါ်စတစ် C နဲ့ T နေရာတွင် လိုင်းပေါ်လာမည်။

အမျိုးအစား ၂



ကိုဗစ် နက်ဂေးတစ် C နေရာတွင်သာ လိုင်းပေါ်လာမည်။

ကပ် အသစ် အသုံးပြုရန် လိုအပ်မည်

အမျိုးအစား ၃



T နေရာတွင် လိုင်းပေါ်လာမည်။

အမျိုးအစား ၄



မည်သည့်လိုင်းမှ မပေါ်ပါ။




ကျွမ်းကျင်ဆေးဘက်ဝန်ထမ်းသာ အဖြေကို ဖတ်သင့်သည်။


ຊຸດທົດສອບ ແອັ້ນຕິເຈນ

ຊຸດທົດສອບ ແອັ້ນຕິບໍດີ

ແລະ ຕ່າງກັນແນວໃດ?



1
ແຜນສະແດງໃນຊຸດທົດສອບ
ຕ່າງກັນ



ສະແດງໂຕ C ແລະ T

ສະແດງໂຕ C G ແລະ M

ເປັນຊຸດທົດສອບກວດ
ຫາໄປຕີນຂອງເຊື້ອໄວຣັສ
ພະຍາດໂຄວິດ-19

2
ລັກນະສະການນໍາໃຊ້

ເປັນຊຸດທົດສອບກວດ
ຫາພູມຄຸ້ມກັນທີ່ຕອບສະຫນອງ
ຕໍ່ເຊື້ອໄວຣັສ

ຈາກສານຄັດຫລັງ

3
ຕົວຢ່າງທີ່ໃຊ້ກວດ

ຈາກເລືອດ

- ໂພງດັງ (ນໍ້າມູກ)
- ຊ່ອງປາກ ແລະ ລໍາຄໍ
- ນໍ້າລາຍ

- ປາຍນິ້ວມື
- ຄໍພັບແຂນ
- ອື່ນໆ...

*ການເກັບຕົວຢ່າງຈະມີຄໍາແນະນໍາວິທີນໍາໃຊ້
ໃນຊຸດທົດສອບ

**ອະນຸຍາດໃຫ້ປະຊາຊົນ
ນໍາມາກວດດ້ວຍໂຕເອງ**

4
ການກວດແລະສະແດງຜົນ

ການອ່ານຜົນກວດສອບ

ແບບທີ 1



ຜົນບວກ
ຂີດຂຶ້ນໂຕ C ກັບ T

ແບບທີ 2



ຜົນລົບ
ຂີດຂຶ້ນໂຕ C

✗ ແບບທີ 3,4: ອ່ານຜົນບໍ່ໄດ້
ຕ້ອງໃຊ້ຊຸດທົດສອບອັນໃໝ່

ແບບທີ 3



ຂີດຂຶ້ນໂຕ T

ແບບທີ 4



ຫຼືບໍ່ຂຶ້ນຂີດທີ່ຕໍາແຫນ່ງໃດເລີຍ



**ຫ້າມປະຊາຊົນ
ນໍາມາກວດດ້ວຍໂຕເອງ**

ການກວດແລະສະແດງຜົນ
ຕ້ອງເຮັດໂດຍ
ບຸກຄະລາກອນ
ທາງການແພດ

